

Сұмпа
41 463 455

**Сатып алу бойынша хабарландыру –
«Операциялық блокқа арналған медициналық бұйымдар»
баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен**

1. Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен мекенжайы: Астана қаласы әкімдігінің ШЖҚ "№ 3 көпбейінді қалалық аурухана" МКК, Астана Қ., Ә. Молдағұлова к-сі, 28.

2. Сатып алынатын дәрілік заттардың халықаралық патенттелмеген атаулары (саудалық атауы - жеке төзбеушілік жағдайында), Сауда маркасы мен өндіруші көрсетілмеген медициналық бұйымдардың (бұдан әрі - тауар) атаулары және олардың қысқаша сипаттамасы, сатып алу көлемі, жеткізу орны, әрбір дәрілік зат және (немесе) медициналық бұйым бойынша сатып алу үшін бөлінген сома (хабарландыруға №1 қосымша) осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.

3. Сатып алынатын шығыс материалдарының тізбесіне (хабарландыруға № 1 қосымша) сәйкес жеткізу мерзімдері мен шарттары осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.

4. Құжаттарды тапсыру (қабылдау) орны және баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі: Астана қ., Республика даңғылы 50/2, оң блок, Әкімшілік, 2 қабат, 220 кабинет, мемлекеттік сатып алу бөлімі, **30.12.2024 ж. сағат 14.00-ден бастап 06.01.2025 ж. сағат 15.00-ге дейін** (жұмыс тәртібі сағат 13.00-ден 18.00-ге дейін демалыс күндерін санамағанда және түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін мин.)

5. Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу күні, уақыты және орны: конверттерді ашу **06.01.2025 ж. сағат 15.10-де** Астана қ., Республика даңғылы 50/2, оң блок, Әкімшілік, 2 қабат, 220 кабинет, мекен-жайы бойынша өтеді.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын ұсынады. Конвертте осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша баға ұсынысы, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсат, сондай-ақ ұсынылатын дәрілік заттардың және (немесе) осы Қағидалардың 11-тармағында көзделген шарттарға, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлеміне медициналық бұйымдар жатады.

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын ұсынуы осы Қағидалардың 5 және (немесе) 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды жеткізуді жүзеге асыруға немесе сұрау салу талаптары мен сатып алудың үлгілік шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шартты сақтай отырып, фармацевтикалық қызметтер көрсетуге келісімін білдіру нысаны болып табылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы баға ұсыныстарын қабылдау аяқталған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде қорытындылар хаттамасын жасайды, оған мыналар енгізіледі:

1) сатып алынатын дәрілік заттардың және (немесе) медициналық бұйымдардың, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің қысқаша сипаттамасы мен бағасы, олардың сауда атауы;

2) баға ұсынысын беру күні мен уақыты;

3) сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шартты жасасу болжанатын әлеуетті өнім берушінің атауы мен орналасқан жері және осындай шарттың бағасы;

4) Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу рәсімі кезінде қатысқан әлеуетті өнім берушілердің атауы.

Хаттама Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсында орналастырылады (www.auruhana3.kz).

Ең төмен баға ұсынысын ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып танылады.

Бірдей баға ұсыныстарын ұсынған кезде баға ұсынысын бірінші болып ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып танылады.

Егер баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға баға ұсынысы мен құжаттары осы Қағидалардың 80-тармағына сәйкес ұсынылған бір әлеуетті өнім беруші қатысса,

Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы осындай әлеуетті өнім берушіні сатып алудың жеңімпазы деп тану туралы шешім қабылдайды.

Баға ұсыныстары болмаған кезде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу өтпеді деп танылады.

Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: Мукатаева А.С., директордың қаржы-шаруашылық мәселелері бойынша жөніндегі орынбасары, тел: +7-7172-49-15-64; эл.мекен-жайы: ogz_mgb3@mail.ru.

Директор

Handwritten signature



Данибаева Ж.С.

Орындаушы: Абдушев Д. С.
Тел.: +7-7172-49-15-64

**Объявление по закупу –
«Медицинские изделия для операционного блока»**

1. Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Астана, г. Астана, ул. А. Молдагуловой 28.

2. Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий, (далее - товар) без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию (Приложение №1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

3. Сроки и условия поставки (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

4. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г. Астана, пр.Республики 50/2, правый блок, Администрация, 2 этаж, кабинет 220, отдел государственных закупок, **с 14 ч. 00 мин. 30.12.2024 г. до 15 ч. 00 мин. 06.01.2025 г.** (режим работы с 09ч.00мин. до 18ч.00мин за исключением выходных дней и обеденного перерыва с 13 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.)

5. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: вскрытие конвертов состоится **06.01.2025 г. в 15 ч. 10 мин.**, по адресу г. Астана, пр.Республики 50/2, правый блок, Администрация, 2 этаж, кабинет 220.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, согласно приложению 5 и (или) 6 настоящих Правил.

При осуществлении закупа способом запроса ценовых предложений заказчик или организатор закупа составляют протокол итогов в течение 10 (десяти) календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений, в который включаются:

- 1) краткое описание и цена закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг, их торговое наименование;
- 2) дата и время представления ценового предложения;
- 3) наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора;
- 4) наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.

Протокол размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа (www.auruhana3.kz).

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

При представлении одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

Если в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в

соответствии с пунктом 80 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимают решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

Уполномоченный представитель организатора закупок: Мукаева А.С.,
Заместитель директора по финансово-хозяйственным вопросам, тел: +7-7172-49-15-64;
эл.адрес: ogz_mgb3@mail.ru

Директор



Данбаева Ж.С.

Исполнитель: Абдушев Д.С.
Тел.: +7-7172-49-15-64

Сатып алынған тауарлардың тізімі

№ п/п	Тауардың атауы	Техникалық ерекшелігі	Өлшем бірлігі	Саны	Бағасы	Сомасы
1	Холедохолит экстракторы	Диаметрі 2,0 мм / F 6, ұзындығы 415 мм.	дана	10	12 800	128 000
2	Холедохолит экстракторы	Диаметрі 3,0 мм / F 8, ұзындығы 415 мм.	дана	5	12 800	64 000
3	45 мм бір реттік қайта зарядталатын сызықтық тігу машинасы	Сызықтық Қос қапсырма тігісін жасау үшін хирургиялық қайта зарядталатын (степлер) тігу аппараты. Қағаз қыстырғыштардың бір-біріне қатысты тігістерде орналасуы шахмат түрінде болады. Қолдану саласы: тіндерді резекциялау және бөлу кезінде іш, кеуде, педиатриялық және гинекологиялық хирургия. Қайта зарядтау саны 7. Құрылғы 45 мм қыстырғыш тігісінің ұзындығы бар алдын ала орнатылған қыстырғыштары бар пышақсыз бір реттік L-тәрізді кассеталарды (картридждерді) пайдаланып қайта зарядталады. алдын ала орнатылған кассетаның түс белгісі көк. Мінсіз В пішінін жасау үшін қағаз қыстырғыштарын дәл бүгу технологиясы. Қосымша қаттылық қабырғалары бар алдын ала орнатылған титан сіңірілмейтін қапсырмалар, қапсырманың ені 4 мм, биіктігі 3,5 мм, жабық күйінде 1,5 мм.кері матрица құрылғыға салынған және тігілген бөлікке оңай орнату үшін төмен профильге ие. Құрылғы оны маталарға бекіту үшін арнайы ұстағыш штангамен жабдықталған. Тігілген матаның қалыңдығын бақылау жүйесі аппаратты қағаз қыстырғыштардың биіктігіне сәйкес келмейтін маталарға қолдануға мүмкіндік бермейді, бұл тығыздалған және өзгертілген маталарда жұмыс істеу кезінде өте маңызды. Құрылғы кез келген уақытта, жыпылықтағанға дейін де, одан кейін де ашылуы мүмкін, бұл жай ғана құлыптау түймесін басу арқылы жүзеге асырылады. Аппараттың аралық жабылу жағдайы және тіндердің жабық күйде атравматикалық бекітілуі кез-келген уақытта аппаратты тігу үшін қолайлы аймаққа ауыстыруға мүмкіндік береді. Құрылғы пайдаланылған кассетаны ауыстырмай жыпылықтауға жол бермейтін құлыптау жүйесімен жабдықталған. Құрылғының дәрігердің қолында сырғып кетуіне жол бермеу үшін тұтқалардың арнайы резеңкеленген жабыны. Жыпылықтау тән дыбыспен және тактильді қайтарумен жүзеге асырылады. Қаптама жеке, стерильді. Тек бір пациентте қолдану үшін.	дана	2	70 000	140 000
4	Қайта зарядталатын 45 мм сызықтық қапсырмамен пайдалануға арналған титан қапсырмалары бар	Кассета (картридж) сызықтық Қос қапсырма тігісін жасау үшін тігетін хирургиялық қайта зарядталатын (степлер) аппаратына арналған пышақсыз бір реттік L-тәрізді. Қағаз қыстырғыштардың бір-біріне қатысты тігістерде орналасуы шахмат түрінде болады. Кассета аппарат браншының мәліметтер жүйесіне бейімделген. Тігілген матаның қалыңдығын бақылау жүйесі кассета мен аппаратты қағаз қыстырғыштардың биіктігіне сәйкес келмейтін маталарға қолдануға мүмкіндік бермейді. Алдын ала орнатылған қағаз қыстырғыштары 45	дана	10	20 000	200 000

	бір реттік кассеталар	мм қыстырғыш тігісінің ұзындығы. Қалыпты тіндерде қолдану үшін (ішек, асқазан, үлестік бронх және т.б.). Мінсіз В пішінін жасау үшін қағаз қыстырғыштарын дәл бүгу технологиясы. Қосымша қаттылық қабырғалары бар алдын ала орнатылған титанды сіңірілмейтін қапсырмалар, қапсырманың ені 4 мм, жабылмаған күйдегі биіктігі 3,5 мм, жабық күйінде 1,5 мм.қаптама жеке, стерильді.				
5	60 мм бір реттік қайта зарядталатын сызықтық тігу машинасы	Сызықтық Қос қапсырма тігісін жасау үшін хирургиялық қайта зарядталатын (степлер) тігу аппараты. Қағаз қыстырғыштардың бір-біріне қатысты тігістерде орналасуы шахмат түрінде болады. Қолдану саласы: тіндерді резекциялау және бөлу кезінде іш, кеуде, педиатриялық және гинекологиялық хирургия. Қайта зарядтау саны 7. Құрылғы бір реттік L-тәрізді кассеталарды (картридждерді) қолдана отырып, пышақсыз, 60 мм қыстырғыш тігісінің ұзындығы бар алдын ала орнатылған қыстырғыштармен қайта зарядталады. алдын ала орнатылған кассетаның түс белгісі жасыл. Мінсіз В пішінін жасау үшін қағаз қыстырғыштарын дәл бүгу технологиясы. Қосымша қаттылық қырлары бар алдын ала орнатылған титан сіңірілмейтін қапсырмалар, қапсырманың ені 4 мм, биіктігі 4,8 мм, жабық күйінде 2,0 мм.кері матрица құрылғыға салынған және тігілген бөлікке орнатудың қарапайымдылығы үшін төмен профильге ие. Құрылғы оны маталарға бекіту үшін арнайы ұстағыш штангамен жабдықталған. Тігілген матаның қалыңдығын бақылау жүйесі аппаратты қағаз қыстырғыштардың биіктігіне сәйкес келмейтін маталарға қолдануға мүмкіндік бермейді, бұл тығыздалған және өзгертілген маталарда жұмыс істеу кезінде өте маңызды. Құрылғы кез келген уақытта, жыпылықтағанға дейін де, одан кейін де ашылуы мүмкін, бұл жай ғана құлыптау түймесін басу арқылы жүзеге асырылады. Аппараттың аралық жабылу жағдайы және тіндердің жабық күйде атравматикалық бекітілуі кез-келген уақытта аппаратты тігу үшін қолайлы аймаққа ауыстыруға мүмкіндік береді. Құрылғы пайдаланылған кассетаны ауыстырмай жыпылықтауға жол бермейтін құлыптау жүйесімен жабдықталған. Құрылғының дәрігердің қолында сырғып кетуіне жол бермеу үшін тұтқалардың арнайы резеңкеленген жабыны. Жыпылықтау тән дыбыспен және тактильді қайтарумен жүзеге асырылады. Қаптама жеке, стерильді. Тек бір пациентте қолдану үшін.	дана	2	70 000	140 000
6	60 мм қайта зарядталатын сызықтық қапсырмамен пайдалануға арналған титан қапсырмалары бар бір реттік кассеталар	Кассета (картридж) сызықтық Қос қапсырма тігісін жасау үшін тігетін хирургиялық қайта зарядталатын (степлер) аппаратына арналған пышақсыз бір реттік L-тәрізді. Қағаз қыстырғыштардың бір-біріне қатысты тігістерде орналасуы шахмат түрінде болады. Кассета аппарат браншының мәліметтер жүйесіне бейімделген. Тігілген матаның қалыңдығын бақылау жүйесі кассета мен аппаратты қағаз қыстырғыштардың биіктігіне сәйкес келмейтін маталарға қолдануға мүмкіндік бермейді. 60 мм қапсырманың ұзындығы бар алдын ала орнатылған қапсырмалар. Қалыңдатылған тіндерде қолдану үшін (негізгі бронх, пилорус, ұйқы безі және т.б.). Мінсіз В пішінін жасау үшін қағаз қыстырғыштарын дәл бүгу технологиясы. Қосымша қаттылық қырлары бар алдын ала орнатылған титан сіңірілмейтін қапсырмалар, қапсырманың ені 4 мм, жабылмаған күйдегі биіктігі 4,8 мм, жабық күйінде 2,0	дана	10	20 000	200 000

		мм.қаптама жеке, стерильді.				
7	Тамырлар мен тіндерге арналған байлағыш клиптер (полимерлі)	Тамырлар мен тіндерге арналған m, ML, L, XL байланыстыратын клиптер. Өлшемі 2-7; 3-10; 5-13; 7-16 мм (6 клиптен тұратын 14 картридж) Hemolok клиппликаторларына сәйкес келуі керек. Өлшем коды: көк, жасыл, күлгін, сары. Сіңірілмейтін биоинертті полимерден (пластиктен) қысқыш құлып тиімді және сенімді жабуды қамтамасыз етеді аппликаторлардың дизайны және қысқыш сенімді бекітуді қамтамасыз етеді қысқыш ыдыстар мен маталарға жеткізу кезінде қысқыштың дизайны ыдыстың немесе матаның тұтастығын сақтай отырып, қысқыштың ішкі бетінде тістердің болуы қысқыштар жабылғанға дейін ыдыстар мен маталарды "тазартуға" мүмкіндік береді , сонымен қатар қыстырғыштың дизайны қысқыштың ішкі қабатының құлып жабылған кезде олардың сырғып кетуіне жол бермеңіз клиптер оңай пальпацияланбайды Rö-қарама-қарсы, сондықтан MPT суреттерін өзгертпейді, КТ және Rö 1 қораптағы зерттеулер 14 картридж, 6 клип / картридж(84 клип). Клиптерді осы түрдегі клиптерді алу үшін ашық және лапароскопиялық операция құралымен алып тастауға болады. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша мөлшері.	орау	3	150 000	450 000
8	Лигированная клипса, Титановая, мөлшері medium-Large	Weck Horizon клипаторларына жақындау керек. Материал-титан. Клиптердің көлденең қимасының пішіні жүрек түрінде болады, бұл клиптерді кемеге бекітудің қосымша сенімділігін қамтамасыз етеді. Ішкі бетінің пішіні-бүкіл ұзындығы бойынша шегініспен, сырғуға тұрақтылық пен қарсылық береді. Көлденең профильдің түрі-тамыр қабырғасының микроциркуляциясын сақтайтын көлденең арналары бар. Картриджке бекіту әдісі-картридждің жоғарғы жағындағы микро шығыңқы жерлерді қолдану. Аппликатордың ұштарының пішіні тікбұрышты. Клипаторды тазалау және жуу – губкаларды кең ашу арқылы. Клипатор губкаларының мөлшерін, төзімділігін және еркін жүруін қатаң сақтау. Клиптің ені 5,7 мм, биіктігі 7,2 мм, жабық күйдегі ұзындығы 8,9 мм. картридж мен клип-аппликатордың түс таңбасы жасыл. Картридждегі клиптер саны-6 дана. Қаптамадағы картридждер саны-20. Medium-Large	орау	2	85 000	170 000
9	Сүйек балауызы 2,5 г №1	Сүйек балауызы хирургиялық, стерильді, сіңірілмейтін, 2,5 грамм пластиналарда бір рет қолданылады. Құрамы: ақ (ағартылған) балауыз PH Eug салмағы бойынша 75%, балауыз парафині dab/VP салмағы бойынша 15%, изопропил пальмитаты dab салмағы бойынша 10%. Хирургиялық балауыз ақ түсті және 2,5 г тікбұрышты пакеттерде қатты түрінде келеді, сүйек каналдарын механикалық толтыру арқылы сүйек тінінен қан кетуді тоқтатуға арналған. Механикалық (тампондық) тосқауыл ретінде әрекет ету арқылы сүйек гемостазына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Ол биохимиялық әсер етпейді және ерімейді. Қолдану әдісі: асептикалық әдістерді қолдана отырып, хирургиялық балауызды саусақтарыңызбен жұмсарту арқылы қажетті консистенцияға дейін жылыту керек. Содан кейін хирургиялық көрсеткіштер мен хирургтың қалауын ескере отырып, жұмсартылған балауыз сүйек шеттеріне жағылады. Көрсеткіштер: хирургиялық балауыз қан кететін капиллярлары бар сүйек арналарын механикалық толтыру арқылы бөлінген, бұрғыланған сүйек тінінен немесе	орау	72	1 500	108 000

		сүйек сынықтарынан қан кетуді тоқтатуға арналған. Тіндердің реакциясы: хирургиялық балауызды қолдану сүйек тінінде жергілікті гемостазға әкеледі және механикалық тосқауыл (тампонада) жасайды. Имплантация орнына тікелей іргелес тіндерде шамалы қабыну реакциясы байқалды. Қарсы көрсеткіштер: хирургиялық балауызды сүйек тіндерінің тез қалпына келуі және бірігуі қажет жерлерде қолдану ұсынылмайды. Ескертулер мен сақтық шаралары: хирургиялық балауыздың қажетті мөлшерін қолдану керек, артық мөлшері хирургиялық аймақтан шығарылады. Хирургиялық балауыз сүйек регенерациясы процесінде физикалық кедергі болуы мүмкін. Құрамында хирургиялық балауыз бар қаптаманы материалдың ластану немесе шамадан тыс кептіру мүмкіндігін азайту үшін материалды қолданар алдында ашу керек. Жағымсыз реакциялар: бұл материалды қолданумен байланысты жағымсыз реакцияларға имплантация орнына іргелес тіндердегі шамалы қабыну реакциясы және остеогенездің баяулауы жатады. Кез келген басқа бөгде зат сияқты, хирургиялық балауыз бар инфекцияны күшейтуі мүмкін. Зарарсыздандыру: хирургиялық балауыз сәулелену арқылы зарарсыздандырылады.				
10	Бір рет қолданылатын жараларды белсенді ағызуда арналған құрылғы	Бір рет қолданылатын жараларды белсенді ағызуда арналған құрылғы, стерильді, гофрленген баллонның сыйымдылығы 250 мл	дана	60	2 200	132 000
11	Биполярлық кабель	Биполярлық кабель жоғары жиілікті электрокоагулятор монополярлы, биполярлы қималарға және коагуляцияға арналған. 2 істікшелі 28 мм, 4,5 м үшін биполярлы Кабель, пинцет	дана	10	70 500	705 000
12	Монополярлы, биполярлы қималарға және bowa коагуляциясына арналған жоғары жиілікті электрокоагуляторға арналған бір реттік бейтарап электрод	Бір рет қолданылатын бейтарап электрод. Құрама, күйіктен қорғау жүйесі EASY, стерильді емес (ұр. 100 дана). Байланыс беті 110 см2 жалпы беті 175 см2. Қолдану саласы: әмбебап > 5 кг	1 уп / 100 дана	11	96 000	1 056 000
13	Монополярлы, биполярлы қималарға және bowa коагуляциясына	Бір рет қолданылатын бейтарап электродқа арналған Кабель. Аппарат тарапынан қосқыш 2 контактілі International –халықаралық. Кабельдің ұзындығы 4,5 м, иілуден қорғалған және қызғылт сары қауіпсіздік жолағы бар. Бейтарап электрод пластинасының терминалы 25 мм. электр беріктігі 500 Vp / VP.	дана	3	74 000	222 000

	арналған жоғары жиілікті электрокоагуляторға арналған бір реттік бейтарап электрод кабелі					
14	Төгілген тор стандартты 6*11	Жұмсақ тіндерге арналған монофиламентті полипропиленнен жасалған торлы эндопротез. Полипропилен монофиламенттері, көлденең қимасының диаметрі 0,12 ММ. ақ немесе ашық көк.	дана	40	13 000	520 000
15	Төгілген тор стандартты 15*15	Жұмсақ тіндерге арналған монофиламентті полипропиленнен жасалған торлы эндопротез. Полипропилен монофиламенттері, көлденең қимасының диаметрі 0,12 ММ. ақ немесе ашық көк.	дана	40	27 000	1 080 000
16	Төгілген тор стандартты 30 * 30	Жұмсақ тіндерге арналған монофиламентті полипропиленнен жасалған торлы эндопротез. Полипропилен монофиламенттері, көлденең қимасының диаметрі 0,12 ММ. ақ немесе ашық көк.	дана	20	73 500	1 470 000
17	Степлер тігу хирургиялық эндоскопиялық	Қуысшілік операцияларда бойлық кесулерді/тігістерді орындау үшін позициясыз кедергісіз артикуляция технологиясы бар кесу / тігу машинасы титан қапсырмаларының қос немесе үш қатарын шахмат тәртібімен орнату арқылы тігістерді орындайды және бір уақытта матаны екі немесе үш қатарға шахмат тәртібімен бөледі. Қапсырмалардың ұзындығы 2.5 мм, 3.5 мм, 4.2 мм ауыстырылатын кассеталармен жарақталатын, қуысшілік операциялар кезінде бойлық кесулерді/тігістерді орындауға арналған кесу / тігу аппараты 12 мм диаметрі бар троакар арқылы пайдалануға және енгізуге арналған. Қапсырмалардың ұзындығы 4.8 мм, 5.0 мм ауыстырылатын кассеталармен жарақталатын, қуысшілік операциялар кезінде бойлық кесулерді/тігістерді орындауға арналған кесу / тігу аппараты 15 мм диаметрі бар троакар арқылы пайдалануға және енгізуге арналған. бір операция кезінде кассеталарды ауыстырудың және тігудің ұсынылатын саны 25 есеге дейін. Құрылғы бір реттік пайдалануға арналған. Кросс-кескіш құралды резекция, диссекция және анастомоз жасау үшін іш, гинекологиялық, балалар және кеуде хирургиясында қолдануға болады. Бұл құрал зарарсыздандырылған күйде, арнайы қаптамада бір дана мөлшерінде жеткізіледі. Жинаққа кіріспе акпараты бар брошюра және зарарсыздандырылған кесу/тігу аппараты кіреді. Құрылғының құрылғысы: бағыттаушы өзек, құлпын ашу түймесі, құрал бөшкесі, артикуляция, иілу тұтқасы, айналмалы сақина, жасыл сақтандырғыш түймесі, ашу тұтқасы, тұтқа, ауыстырылатын кассеталарды орнату көрсеткіші. Құралдың бөшкесі 360 градусқа айналуы мүмкін. Артикуляциялық тігістерді екі бағытта да 0-ден 45 градусқа дейін үздіксіз қозғалыспен бұруға болады. Өнімнің жарамдылық мерзімі-5 жыл. Құралдың өлшемдері 380x183 ММ. аппарат оқпанының диаметрі 12.35 ММ. қапсырмалардың мөлшері р3h	дана	2	80 000	160 000

		технологиясы бар немесе р2g технологиясы бар ауыстырылатын кассеталарды пайдаланушының таңдауымен анықталады, олар келесі өлшемдері 2.5 мм, 3.5 мм, 4.2 мм, 4.8 мм немесе 5.0 мм немесе 2.0-2.5-3.0 мм, 3.0-3.5-4.0 мм, 4.0-4.5-5.0 мм. Қуысшілік операциялар кезінде бойлық кесулерді/тігістерді орындауға арналған кесу / тігу аппараты Ұзындығы 30 мм, 45 мм және 60 мм қапсырмалардан тігістерді орындауға мүмкіндік беретін нұсқаларда жеткізілетін кез келген қайта зарядтау құрылғыларына қайта конфигурациялауға қабілетті.				
18	Эндоскопиялық степлерге арналған ауыстырылатын кассеталар (күлгін)	Р3h технологиясымен қуысшілік операциялар кезінде бойлық кесулерді/тігістерді орындауға арналған кескіш/тігіс аппаратына арналған ауыстырылатын кассеталарды резекция, диссекция және анастомоз жасау үшін іш, метаболикалық, гинекологиялық, балалар және кеуде хирургиясында қолдануға болады. Бұл матаны шахмат түрінде тігетін айнымалы өлшемді кронштейндері бар артикуляциялық кассеталар. Кассеталарды матаның қалыңдығының кең ауқымы үшін қолдануға болады, тамырлар мен жұқа тіндерге, қалыпты тіндерге және орташа қалың тіндерге, қалың маталарға және қосымша қалың маталарға арналған. Бұл ауыстырылатын кассетаның қапсырмаларының ұзындығы 3,0 мм - 3,5 мм-4,0 мм, диаметрі 12 мм троакар арқылы қолданылады және енгізіледі. ауыстырылатын кассета стерильденген күйде, арнайы қаптамада бір дана мөлшерінде жеткізіледі. Жинаққа кіріспе ақпараты бар брошюра және ашық күйдегі зарарсыздандырылған ауыстырылатын кассета кіреді. Ауыстырылатын кассеталар бір рет қолдануға арналған. Ауыстырылатын кассеталар тек эндоскопиялық кросс-кескіш машинамен үйлесімді. Ауыстырылатын кассета құрылғысына мыналар кіреді: кенеттен жыпылықтауды болдырмайтын сары түсті сақтандырғыш, орнату көрсеткіші, бранштар, мата аялдамасы, қапсырма сызығының соңы, кесу сызығының соңы, қадам белгілері, төменгі қысқыш түймесі. Өнімнің жарамдылық мерзімі-5 жыл жалпы өлшемдері (мм) - ұзындығы 216 мм, ені-12.6 ММ. титан қапсырмаларының биіктігі - 3,0 мм-3,5 мм-4,0 мм. ауыстырылатын кассетадағы қапсырмалардың саны-22. Қапсырмалардың жоғарғы бөлігінің ені-3,5 мм. қапсырмалардың төменгі бөлігінің ені-2,9 ММ. маталарды қысуға қойылатын талаптар (мм) - 1,5-2,25 ММ. жыпылықтау сызығының ұзындығы-45 мм. Кесу сызығының ұзындығы - 42 мм сериялы ауыстырылатын кассетаның бұл түрі сына тәрізді резекция, лобальды бронхтың жабылуы (лобэктомия), тоқ ішек (колостома, колэктомия және оң жақ, сол жақ гемиколэктомия), GBP (асқазан резекциясы), ұйқы безінің резекциясы, жең Гастрэктомиясы, сигма тәрізді ішек, өкпе паренхимасы сияқты жағдайларда қолданылады.	дана	5	55 000	275 000
19	Эндоскопиялық степлерге арналған ауыстырылатын кассеталар (күлгін)	ЗрН технологиясымен қуысшілік операцияларда бойлық кесулерді/тігістерді орындауға арналған кескіш/тігіс аппаратына арналған ауыстырылатын кассеталарды резекция, диссекция және анастомоз жасау үшін іш, метаболикалық, гинекологиялық, балалар және кеуде хирургиясында қолдануға болады. Бұл матаны шахмат түрінде тігетін айнымалы өлшемді кронштейндері бар артикуляциялық кассеталар. Кассеталарды матаның қалыңдығының кең ауқымы үшін қолдануға болады, тамырлар мен жұқа тіндерге, қалыпты	дана	5	55 000	275 000

		тіндерге және орташа қалың тіндерге, қалың маталарға және қосымша қалың маталарға арналған. Бұл ауыстырылатын кассетаның қапсырмаларының ұзындығы 3,0 мм - 3,5 мм-4,0 мм, диаметрі 12 мм троакар арқылы қолданылады және енгізіледі. ауыстырылатын кассета стерильденген күйде, арнайы қаптамада бір дана мөлшерінде жеткізіледі. Жинаққа кіріспе ақпараты бар брошюра және ашық күйдегі зарарсыздандырылған ауыстырылатын кассета кіреді. Ауыстырылатын кассеталар бір рет қолдануға арналған. Ауыстырылатын кассеталар тек эндоскопиялық кросс-кескіш машинамен үйлесімді. Ауыстырылатын кассета құрылғысына мыналар кіреді: кенеттен жыпылықтауды болдырмайтын сары түсті сақтандырғыш, орнату көрсеткіші, бранштар, мата аялдамасы, қапсырма сызығының соңы, кесу сызығының соңы, қадам белгілері, төменгі қысқыш түймесі. Өнімнің жарамдылық мерзімі-5 жыл жалпы өлшемдері (мм) - ұзындығы 232 мм, диаметрі - 12.6 ММ.титан қапсырмаларының биіктігі - 3,0 мм - 3,5 мм - 4,0 мм. ауыстырылатын кассетадағы қапсырмалардың саны - 30. Қапсырмалардың жоғарғы бөлігінің ені-3,5 мм. қапсырмалардың төменгі бөлігінің ені-2,9 ММ. маталарды қысуға қойылатын талаптар (мм) - 1,5-2,25 ММ. жыпылықтау сызығының ұзындығы-60 мм. кесу сызығының ұзындығы-57 мм. Ауыстырылатын кассетаның бұл түрі сына тәрізді резекция, лобальды бронхтың жабылуы (лобэктомия), тоқ ішек (колостомы, колэктомия және оң жақ, сол жақ гемиколэктомия), GBP (асқазан резекциясы), ұйқы безінің резекциясы, жең гастрэктомиясы, сигма тәрізді ішек, өкпе паренхимасы сияқты жағдайларда қолданылады.				
20	Биполярлы қысқыштар	Қысқыш-ұстауға және диссекциялауға арналған жұмыс кірістірмесі, "Maryland" типті бұтақтар, қисық, биполярлы, диаметрі 5,5 мм, жұмыс ұзындығы 320 мм. бұтақтардың Ұзындығы 23 мм	дана	2	1 605 000	3 210 000
21	Биполярлы қысқыштар	Қысқыш-ұстауға арналған жұмыс кірістірмесі, перфорациясы бар бранштар, биполярлық, диаметрі 5,5 мм, жұмыс ұзындығы 320 мм. бранштардың Ұзындығы 23 мм.	дана	2	1 700 000	3 400 000
22	Биполярлы қысқыштар	Қысқыш-түсіруге және диссекциялауға арналған жұмыс кірістірмесі, көлденең ойықтары бар, биполярлы, диаметрі 5,5 мм, жұмыс ұзындығы 320 мм. бұтақтардың Ұзындығы 21 мм	дана	2	1 700 000	3 400 000
23	5 x 7.5 см сіңірілетін хирургиялық гемостатикалық Материал	Гемостатикалық дәке түріндегі стерильді сіңірілетін гемостатикалық агент тотықсызданған целлюлозаны тотықтыру арқылы жасалады. Материал ақ түсті, карамельдің әлсіз иісі бар. Өнім құрылымға зақым келтірместен тігілуі мүмкін. Эндоскопиялық процедураларда қолданған кезде өнімдер қысқаруы мүмкін. Денені толығымен сіңіреді. . Шікі материалдың сипаттамасы: 1. Материал: қалпына келтірілген целлюлоза 2. Түсі: сәл ақ, ашық Q. Дайын өнімнің сипаттамасы: 1. Материал: тотыққан тотықсызданған целлюлоза 2. Түсі: бозғылт сары	дана	120	14 000	1 680 000

		3. Карбоксил құрамы %: 18,2 4. Гемостаз уақыты 2-3 минут 5. Invitro сіңіру: 7-14 күн 6. PH деңгейі: денеде 2,2 1-ден 24 сағатқа дейін				
24	Троакармен кеуде дренажына арналған Катетер	Материалдың құрамы: қалпына келтірілген целлюлоза.	дана	5	10 800	54 000
25	Троакармен кеуде дренажына арналған Катетер	Зарарсыздандыру: Гамма зарарсыздандыру.	дана	10	10 800	108 000
26	Суару және сору түтігі 5 мм, ұзындығы 43 см.	Әсер ету механизмі: төмен PH арқылы қан кетуді тоқтату.	дана	6	270 000	1 620 000
27	Тығыздағыш қақпақтар	Қақпақ тығыздағыш, түс коды: қара, 6 мм өлшемді троакарлармен және экстракторлармен / адаптерлермен бірге 5 мм өлшемді құралдармен бірге қолданылады, автоклавталған, 5 дана / пакет.	дана	10	10 000	100 000
28	Тығыздағыш қақпақтар	Қақпақ тығыздағыш, түс коды: жасыл, 11 мм өлшемді троакарлармен және экстракторлармен / адаптерлермен бірге 10 мм өлшемді құралдармен бірге қолданылады, автоклавталған, 5 дана / пакет.	дана	10	16 000	160 000
29	Қысқыштар	Perez-CASTRO бойымен қысқыштар, "тас жолға" арналған үлкен бранчтармен, 2 жылжымалы бранчтармен, 4 Шр., қатты, ұзындығы 60 см, түс коды: көк	дана	1	505 000	505 000
30	Қысқыштар	Тас сынықтары үшін ұстайтын қысқыштар, 2 жылжымалы бранчтары бар, өлшемі 4 Шр., қатты, ұзындығы 60 см, түс коды: көк	дана	2	505 000	1 010 000
31	Клиптер	Лапароскопиялық титанды легирлеуші клиптер мөлшері 5 мм стерильді емес.	дана	1500	1 000	1 500 000
32	Клиптер	Лапароскопиялық мөлшері 8 мм стерильді емес титан легирленген клиптер.	дана	1500	1 000	1 500 000
33	Клиптерді қабаттастыруға арналған құрал (клип ұстағыштар, 5 және 8 мм)	Клиптерді қолдануға арналған құрал, эндохирургиялық операцияларды жүргізу барысында өлшемі 5 және 8 мм Storz стандартының титан клиптерін қолдануға арналған. Жұмыс бөлігінің диаметрі 10 мм-ден аспайды.жұмыс бөлігінің ұзындығы 310 мм-ден кем емес. жұмыс бөлігінің айналуы 360 градустан кем емес. Бранштар түзу. Құрал күш компенсаторымен жабдықталған, зарарсыздандыру үшін толығымен бөлшектелген.	дана	2	480 000	960 000

34	Құмырсқа қышқылы	25 кг сыйымдылықтағы 85% қышқыл	Килограмм	50	2 100	105 000
35	Лапароскопиялық құрал, 5 мм - 37 см	Лапароскопиялық құрал 5 мм – 37 см. байлау / кесу, диаметрі 5 мм, ұзындығы 37 см, сабақты 350 градусқа бұру, жақсартылған бейнелеу үшін 20 мм қисық браншалар, керамикалық шектегіштері бар текстуралы браншалар, қолмен немесе педальмен басқару.	дана	1	335 000	335 000
36	Лапароскопиялық доғал, диаметрі 5 мм, ұзындығы 37 см	Лапароскопиялық доғал құрал, диаметрі 5 мм, ұзындығы 37 см. байлау / кесу, диаметрі 5 мм, ұзындығы 37 см, өзекшені 180 градусқа бұру, дөңгелектелген бранштар, ұштарының контурланған пішініне байланысты қос әрекет, керамикалық шектегіштері бар текстуралы браншалар, қолмен немесе педальмен басқару.	дана	1	320 000	320 000
37	№ 3 силикон түтік. Т-тәрізді (түтік дренаждық КЕРА)	Дренаж хирургиялық силикон: рентгенконтрастная жолақ, - мөлшері 9 (CH); ID-OD (3 (мм)); ұзындығы (см) 50; көлденең бөлігі Ұзындығы 15 см	дана	10	11 500	115 000
38	№ 4 силикон түтік. Т-тәрізді (түтік дренаждық КЕРА)	Дренаж хирургиялық силикон: рентгенконтрастная жолақ, - мөлшері 12 (CH); ID-OD (4 (мм)); ұзындығы (см) 50; көлденең бөлігі Ұзындығы 15 см	дана	10	11 500	115 000
39	№ 5 силикон түтік. Т-тәрізді (түтік дренаждық КЕРА)	Дренаж хирургиялық силикон: рентгенконтрастная жолақ, - мөлшері 15 (CH); ID-OD (5 (мм)); ұзындығы (см) 50; көлденең бөлігі Ұзындығы 15 см	дана	10	11 500	115 000
40	№ 7 силикон түтік. Т-тәрізді (түтік дренаждық КЕРА)	Дренаж хирургиялық силикон: рентгенконтрастная жолақ, - өлшемі 21 (CH); ID-OD (7 (мм)); ұзындығы (см) 50; көлденең бөлігі Ұзындығы 15 см	дана	3	11 500	34 500
41	Талшықты-оптикалық жарық өткізгіш	Жарық өткізгіш, талшықты-оптикалық, жарық көзі жағынан тікелей қосылған, Karl Storz жарық көзімен үйлесімді, әсіресе ыстыққа төзімді, диаметрі 4.8 мм, ұзындығы 250 см	дана	3	497 250	1 491 750
42	Оптика, 30°, 10 мм	Оптика шыны линзалармен қатты, 30°, үлкен форматты, диаметрі 10 мм, Ұзындығы 31 см, автоклавталған, кіріктірілген талшықты-оптикалық жарық өткізгіші бар. Түс коды: қызыл. Karl Storz бейне жүйесімен үйлесімді. Karl Storz жарық көзімен үйлесімді	дана	1	3 539 000	3 539 000
43	Жинақ манжеті бар трахеостомиялық түтіктен және №7,5 фиксатордан тұрады	Ересек пациенттерге арналған манжеті бар трахеостомиялық түтік. Трахеостомиялық түтік жоғары серпімді ыстыққа сезімтал ПВХ-дан жасалған, қою кезінде қаттылықты сақтайды және тыныс алу жолдарының анатомиялық ерекшеліктеріне тез бейімделеді. Трахеостомиялық түтік түтіктің өзінен, пациентке арналған тегіс, дөңгелектелген ұшынан және трахеостомиялық түтікті бекітуге арналған 2 жолағы бар 2 мөлдір қанаты (мойын	дана	25	6 600	165 000

		тақталары) бар механикалық ұшынан тұрады. Манжетамен, жоғары сезімтал пилоттық балоны бар үрлемелі түтікпен және үрлемелі клапанмен. Трахеостомиялық түтік стерильді, тек бір рет қолдануға арналған, этилен оксидімен зарарсыздандыру.Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.				
44	Жинақ манжеті бар трахеостомиялық түтіктен және №8 бекіткіштен тұрады	Ересек пациенттерге арналған манжеті бар трахеостомиялық түтік. Трахеостомиялық түтік жоғары серпімді ыстыққа сезімтал ПВХ-дан жасалған, қою кезінде қаттылықты сақтайды және тыныс алу жолдарының анатомиялық ерекшеліктеріне тез бейімделеді. Трахеостомиялық түтік түтіктің өзінен, пациентке арналған тегіс, дөңгелектелген ұшынан және трахеостомиялық түтікті бекітуге арналған 2 жолағы бар 2 мөлдір қанаты (мойын тақталары) бар механикалық ұшынан тұрады. Манжетамен, жоғары сезімтал пилоттық балоны бар үрлемелі түтікпен және үрлемелі клапанмен. Трахеостомиялық түтік стерильді, тек бір рет қолдануға арналған, этилен оксидімен зарарсыздандыру.Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	дана	20	6 600	132 000
45	Жинақ манжеті бар трахеостомиялық түтіктен және №8,5 фиксатордан тұрады	Ересек пациенттерге арналған манжеті бар трахеостомиялық түтік. Трахеостомиялық түтік жоғары серпімді ыстыққа сезімтал ПВХ-дан жасалған, қою кезінде қаттылықты сақтайды және тыныс алу жолдарының анатомиялық ерекшеліктеріне тез бейімделеді. Трахеостомиялық түтік түтіктің өзінен, пациентке арналған тегіс, дөңгелектелген ұшынан және трахеостомиялық түтікті бекітуге арналған 2 жолағы бар 2 мөлдір қанаты (мойын тақталары) бар механикалық ұшынан тұрады. Манжетамен, жоғары сезімтал пилоттық балоны бар үрлемелі түтікпен және үрлемелі клапанмен. Трахеостомиялық түтік стерильді, тек бір рет қолдануға арналған, этилен оксидімен зарарсыздандыру.Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	дана	15	6 600	99 000
46	Жинақ манжеті бар трахеостомиялық түтіктен және №9 бекіткіштен тұрады	Ересек пациенттерге арналған манжеті бар трахеостомиялық түтік. Трахеостомиялық түтік жоғары серпімді ыстыққа сезімтал ПВХ-дан жасалған, қою кезінде қаттылықты сақтайды және тыныс алу жолдарының анатомиялық ерекшеліктеріне тез бейімделеді. Трахеостомиялық түтік түтіктің өзінен, пациентке арналған тегіс, дөңгелектелген ұшынан және трахеостомиялық түтікті бекітуге арналған 2 жолағы бар 2 мөлдір қанаты (мойын тақталары) бар механикалық ұшынан тұрады. Манжетамен, жоғары сезімтал пилоттық балоны бар үрлемелі түтікпен және үрлемелі клапанмен. Трахеостомиялық түтік стерильді, тек бір рет қолдануға арналған, этилен оксидімен зарарсыздандыру.Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	дана	5	6 600	33 000
47	Кесу циклі, биполярлық	Цикл, биполярлы, 24 Шр., Hopkins® 27005fa/BA оптикасымен пайдалану үшін, түс коды сары. Белсенді электрод сымының диаметрі 0,35 мм. қайтарылатын электрод диаметрі 0,6 мм сымнан жасалған, белсенді электродтың үстінде орналасқан, U-тәрізді және шағылысқа қарсы жабыны бар. Орау 6 дана / орау. Қайта пайдалануға болады.	орау	1	657 673	657 673

Перечень закупаемых товаров

№ п/п	Наименование товара	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Холедохолитоэкстрактор	Диаметр 2,0 мм/F 6, Длина 415 мм.	штука	10	12 800	128 000
2	Холедохолитоэкстрактор	Диаметр 3,0 мм/F 8, Длина 415 мм.	штука	5	12 800	64 000
3	Одноразовый перезарезаемый линейный сшивающий аппарат 45мм	Аппарат сшивающий хирургический перезарезаемый (степпер) для создания линейного двойного скрепочного шва. Расположение скрепок в швах относительно друг друга – в шахматном порядке. Область применения: абдоминальная, грудная, педиатрическая и гинекологическая хирургия при резекции и рассечении тканей. Количество перезарезаний 7. Аппарат перезарезается с использованием одноразовых Г-образных кассет (картриджей) без ножа с предустановленными скрепками с длиной скрепочного шва 45мм. Цветовая маркировка предустановленной кассеты синяя. Технология точного загиба скрепок для создания идеальной В-образной формы. Предустановленные титановые нерассасывающиеся скрепки с дополнительными ребрами жесткости, ширина скрепки 4мм, высота в незакрытом состоянии 3,5мм, в закрытом состоянии 1,5мм. Обратная матрица встроена в аппарат и имеет низкий профиль для простоты установки за прошиваемую часть. Аппарат снабжен специальным удерживающим стержнем для фиксации его на тканях. Система контроля толщины прошиваемой ткани не позволяет использовать аппарат на тканях, не соответствующих высоте скрепок, что крайне важно при работе на уплотненных и измененных тканях. Аппарат может быть открыт в любое время, как до, так и после прошивания, что осуществляется простым нажатием на кнопку блокировки. Положение промежуточного закрытия аппарата и атравматичная фиксация тканей в закрытом состоянии позволяют в любой момент перед прошиванием переложить аппарат в область, более подходящую для наложения шва. Аппарат снабжен системой блокировки, предотвращающей прошивание без замены использованной кассеты. Особое прорезиненное покрытие ручек для предотвращения скольжения аппарата в руках врача. Прошивание осуществляется с характерным звуком и тактильной отдачей. Упаковка индивидуальная, стерильная. Только для использования на одном пациенте.	штука	2	70 000	140 000

4	Одноразовые кассеты с титановыми скрепками для использования перезарезаемым линейным сшивающим аппаратом 45мм	Кассета (картридж) одноразовая Г-образная без ножа для аппарата сшивающего хирургического перезарезаемого (степпера) для создания линейного двойного скрепчного шва. Расположение скрепок в швах относительно друг друга - в шахматном порядке. Кассета адаптирована к системе сведения браншей аппарата. Система контроля толщины прошиваемой ткани не позволяет использовать кассету и аппарат на тканях, не соответствующих высоте скрепок. Предусмотренные скрепки с длиной скрепчного шва 45 мм. Цветовая маркировка синяя. Для использования на нормальной ткани (кишка, желудок, долевой бронх и т.д.). Технология точного загиба скрепок для создания идеальной В-образной формы. Предусмотренные титановые нерассасывающиеся скрепки с дополнительными ребрами жесткости, ширина скрепки 4мм, высота в незакрытом состоянии 3,5 мм, в закрытом состоянии 1,5 мм. Упаковка индивидуальная, стерильная.	штука	10	20 000	200 000
5	Одноразовый перезарезаемый линейный сшивающий аппарат 60мм	Аппарат сшивающий хирургический перезарезаемый (степпер) для создания линейного двойного скрепчного шва. Расположение скрепок в швах относительно друг друга – в шахматном порядке. Область применения: абдоминальная, грудная, педиатрическая и гинекологическая хирургия при резекции и рассечении тканей. Количество перезарезаний 7. Аппарат перезарезается с использованием одноразовых Г-образных кассет (картриджей) без ножа с предусмотренными скрепками с длиной скрепчного шва 60мм. Цветовая маркировка предусмотренной кассеты зеленая. Технология точного загиба скрепок для создания идеальной В-образной формы. Предусмотренные титановые нерассасывающиеся скрепки с дополнительными ребрами жесткости, ширина скрепки 4мм, высота в незакрытом состоянии 4,8мм, в закрытом состоянии 2,0мм. Обратная матрица встроена в аппарат и имеет низкий профиль для простоты установки за прошиваемую часть. Аппарат снабжен специальным удерживающим стержнем для фиксации его на тканях. Система контроля толщины прошиваемой ткани не позволяет использовать аппарат на тканях, не соответствующих высоте скрепок, что крайне важно при работе на уплотненных и измененных тканях. Аппарат может быть открыт в любое время, как до, так и после прошивания, что осуществляется простым нажатием на кнопку блокировки. Положение промежуточного закрытия аппарата и атравматичная фиксация тканей в закрытом состоянии позволяют в любой момент перед прошиванием переложить аппарат в область, более подходящую для наложения шва. Аппарат снабжен системой блокировки, предотвращающей прошивание без замены использованной кассеты. Особое прорезиненное покрытие ручек для предотвращения скольжения аппарата в руках врача. Прошивание осуществляется с характерным звуком и тактильной отдачей. Упаковка индивидуальная, стерильная. Только для использования на одном пациенте.	штука	2	70 000	140 000

6	Одноразовые кассеты с титановыми скрепками для использования перезаряжаемым линейным сшивающим аппаратом 60мм	Кассета (картридж) одноразовая Г-образная без ножа для аппарата сшивающего хирургического перезаряжаемого (степлера) для создания линейного двойного скрепочного шва. Расположение скрепок в швах относительно друг друга - в шахматном порядке. Кассета адаптирована к системе сведения браншей аппарата. Система контроля толщины прошиваемой ткани не позволяет использовать кассету и аппарат на тканях, не соответствующих высоте скрепок. Предустановленные скрепки с длиной скрепочного шва 60мм. Цветовая маркировка зеленая. Для использования на утолщенной ткани (главный бронх, привратник, поджелудочная железа и т.д.). Технология точного загиба скрепок для создания идеальной В-образной формы. Предустановленные титановые нерассасывающиеся скрепки с дополнительными ребрами жесткости, ширина скрепки 4мм, высота в незакрытом состоянии 4,8мм, в закрытом состоянии 2,0мм. Упаковка индивидуальная, стерильная.	штука	10	20 000	200 000
7	Клипсы лигирующие для сосудов и тканей (полимерные)	Клипсы лигирующие М, МL, L, XL для сосудов и тканей. Размером 2-7; 3-10; 5-13; 7-16 мм (14 картриджей по 6 клипсов) Должны подходить к клиппаторам Hemolok. Цветовой код размера: синий, зеленый, фиолетовый, желтый. Из нерассасывающегося биоинертного полимера (пластиковые) защелкивающийся замок клипс обеспечивает эффективное и надежное закрытие конструкция аппликаторов и клипс обеспечивает надежную фиксацию клипс во время доставки к сосудам и тканям конструкция клипсы дает возможность деклипирования, с сохранением целостности сосуда или ткани наличие зубцов на внутренней поверхности клипсы позволяет "чистить" сосуды и ткани до закрытия, а также препятствуют соскальзыванию с них при закрытом замке клипсы легко пальпируются не Rö-контрастны, таким образом, не изменяет картины при МРТ, КТ и Rё исследованиях в 1й коробке 14 картриджей, 6 клипс/картридж (84 клипс). Клипсы могут быть удалены с помощью инструмента для открытых и лапароскопических операций для снятия клипс данного типа. Размер по заявке Заказчика.	упаковка	3	150 000	450 000
8	Лигирующая клипса, Титановая, размер Medium-Large	Должны подходить к клипаторам Weck Horizon. Материал – титан. Форма сечения клипсы - в виде сердца, обеспечивающая дополнительную надежность крепления клипсы на сосудах. Форма внутренней поверхности- с углублением по всей длине, придающим устойчивость и противостояние соскальзыванию. Тип поперечного профиля - с поперечными каналами, сохраняющими микроциркуляцию сосудистой стенки. Способ крепления в картридже - при помощи микровыступов в верхней части картриджа. Форма концов аппликатора – прямоугольная. Очистка и промывка клипатора – при помощи широкого раскрытия губок. Строгое сохранение размеров, допусков и свободного хода губок клипатора. Ширина клипсы 5,7 мм, высота 7,2 мм, длина в закрытом состоянии 8,9 мм. Цветовая маркировка картриджа и клип-аппликатора - зеленая. Количество клипс в картридже – 6 штук. Количество картриджей в упаковке – 20. Medium-Large	упаковка	2	85 000	170 000

9	Костный воск 2,5 г №1	Костный воск хирургический, стерильный, нерассасывающийся, однократного применения в пластинах по 2,5 грамм. Состав: Белый (отбеленный) пчелиный воск Ph Eur 75% по массе, парафин восковой DAB/BP 15% по массе, пальмитат изопропила DAB 10% по массе. Хирургический воск имеет белый цвет и поставляется в твердом виде в прямоугольных пакетах по 2,5г. Предназначен для остановки кровотечения из костных тканей путем механического заполнения костных каналов. Позволяет достичь костного гемостаза, действуя как механический (тампонирующий) барьер. Не оказывает биохимического воздействия и не рассасывается. Способ применения: Используя асептические методы, следует согреть хирургический воск до желаемой консистенции путем размягчения пальцами. Затем размягченный воск накладывается на края костной ткани с учетом хирургических показаний и предпочтений хирурга. Показания: Хирургический воск предназначен для остановки кровотечения из рассеченной, просверленной костной ткани или костных фрагментов путем механического заполнения костных каналов, содержащих кровоточащие капилляры. Реакция тканей: Использование хирургического воска приводит к локальному гемостазу в костных тканях и создает механический барьер (тампонаду). Незначительная воспалительная реакция отмечалась в тканях, непосредственно прилегающих к месту имплантации. Противопоказания: Не рекомендуется применение хирургического воска в местах, где желательны быстрая регенерация и срастание костных тканей. Предупреждения и меры предосторожности: Следует использовать необходимое количество хирургического воска, излишек удаляется из зоны хирургического вмешательства. Хирургический воск может являться физическим барьером в процессе костной регенерации. Упаковку, содержащую хирургический воск, следует вскрывать непосредственно перед использованием материала, чтобы свести к минимуму возможность загрязнения или чрезмерного высушивания материала. Побочные реакции: Побочные реакции, связанные с использованием этого материала, включают незначительную воспалительную реакцию в тканях, прилегающих к месту имплантации и замедление остеогенеза. Как и любое другое инородное тело, хирургический воск может обострять существующую инфекцию. Стерилизация: Хирургический воск стерилизуется облучением.	упаковка	72	1 500	108 000
10	Устройство для активного дренирования ран однократного применения	Устройство для активного дренирования ран однократного применения, стерильное, емкость гофрированного баллона 250 мл	штука	60	2 200	132 000
11	Биполярный кабель	Биполярный кабель из Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции. Кабель биполярный, пинцет, для 2-контактного 28 мм, 4,5 м	штука	10	70 500	705 000

12	Нейтральный электрод одноразового пользования для высокочастотного электрокоагулятора для монополярных, биполярных сечений и коагуляции BOWA	Нейтральный электрод одноразового пользования. Составные, системой защиты от ожогов EASY, нестерильные (уп. 100 шт.). Контактная поверхность 110 см² Общая поверхность 175 см². Область применения: универсальный > 5 кг	1 уп/100 шт	11	96 000	1 056 000
13	Кабель для нейтрального электрода одноразового пользования для высокочастотного электрокоагулятора для монополярных, биполярных сечений и коагуляции BOWA	Кабель для нейтрального электрода одноразового пользования. Коннектор со стороны аппарата 2 контактный International –интернациональный. Длина кабеля 4,5 м, с защитой от перегиба и оранжевой полосой безопасности. Клемма к пластине нейтрального электрода 25 мм. Электрическая прочность 500 Vp/Вп.	штука	3	74 000	222 000
14	Сетка из пролена стандарт 6*11	Сетчатый эндопротез из монофиламентного полипропилена для пластики мягких тканей. Полипропиленовые мононити, диаметр сечения 0,12 мм. белого или светло-синего цвета.	штука	40	13 000	520 000
15	Сетка из пролена стандарт 15*15	Сетчатый эндопротез из монофиламентного полипропилена для пластики мягких тканей. Полипропиленовые мононити, диаметр сечения 0,12 мм. белого или светло-синего цвета.	штука	40	27 000	1 080 000
16	Сетка из пролена стандарт 30*30	Сетчатый эндопротез из монофиламентного полипропилена для пластики мягких тканей. Полипропиленовые мононити, диаметр сечения 0,12 мм. белого или светло-синего цвета.	штука	20	73 500	1 470 000

17	Степлер сшивающий хирургический эндоскопический	Режущий/сшивающий аппарат с технологией беспозиционной беспрепятственной артикуляции для выполнения продольных разрезов/швов при внутриполостных операциях выполняет швы путем установки в шахматном порядке двойных или тройных рядов из титановых скоб и одновременно разделяет ткань на два или три ряда в шахматном порядке. Режущий/сшивающий аппарат для выполнения продольных разрезов/швов при внутриполостных операциях, оснащаемый сменными кассетами с длиной скоб 2.5 мм, 3.5 мм, 4.2 мм предназначен для использования и введения через троакар с диаметром 12 мм. Режущий/сшивающий аппарат для выполнения продольных разрезов/швов при внутриполостных операциях, оснащаемый сменными кассетами с длиной скоб 4.8 мм, 5.0 мм предназначен для использования и введения через троакар с диаметром 15 мм. Рекомендованное количество смен кассет и прошивания до 25 раз в течение одной операции. Аппарат предназначен для одноразового использования. Сшивающе-режущий аппарат может применяться в брюшной, гинекологической, детской и торакальной хирургии для резекции, рассечения и создания анастомоза. Данный инструмент поставляется в стерилизованном состоянии, в количестве одной штуки в специальной упаковке. В комплект входит брошюра с ознакомительной информацией и стерилизованный Режущий/сшивающий аппарат. Устройство аппарата: направляющий стержень, кнопка разблокировки, ствол инструмента, рычаг артикуляции, изгибающий, поворотное кольцо, зеленая кнопка предохранитель, рычаг раскрытия, рукоятка, указатель установки сменных кассет. Ствол инструмента может вращаться на 360 градусов. Артикуляционные сшивающие аппараты можно поворачивать в диапазоне от 0 до 45 градусов в обоих направлениях непрерывным движением. Срок годности продукции – 5 лет. Размеры инструмента 380х183 мм. Диаметр ствола аппарата составляет 12.35 мм. Размер скоб определяется выбором пользователя сменных кассет с технологией P3H, или с технологией P2G для режущего/сшивающего аппарата для выполнения продольных разрезов/швов при внутриполостных операциях, имеющие следующие размеры 2.5 мм, 3.5 мм, 4.2 мм, 4.8 мм или 5.0 мм или 2.0-2.5-3.0мм, 3.0-3.5-4.0мм, 4.0-4.5-5.0мм. Режущий/сшивающий аппарат для выполнения продольных разрезов/швов при внутриполостных операциях способен перенастраиваться на любое из устройств перезарядки, которые поставляются в вариантах, позволяющих выполнять швы из скоб длиной 30 мм, 45 мм и 60 мм.	штука	2	80 000	160 000
----	---	---	-------	---	--------	---------

18	Сменные кассеты (фиолетовые) для эндоскопического степлера	Сменные кассеты для Режущего/сшивающего аппарата для выполнения продольных разрезов/швов при внутриполостных операциях с технологией РЗН может применяться в брюшной, метаболической, гинекологической, детской и торакальной хирургии для резекции, рассечения и создания анастомоза. Представляет собой артикуляционные кассеты со скобами переменного размера, прошивающие ткань в шахматном порядке. Кассеты могут применяться для широкого диапазона толщины ткани, предназначен для сосудов и тонкой ткани, нормальной ткани и средне-толстой ткани, толстой ткани и экстра-толстой ткани. Данная сменная кассета имеет длину скоб 3,0 мм - 3,5 мм - 4,0 мм, используется и вводится через троакар с диаметром 12мм. Сменная кассета поставляется в стерилизованном состоянии, в количестве одной штуки в специальной упаковке. В комплект входит брошюра с ознакомительной информацией и стерилизованная сменная кассета в разомкнутом положении. Сменные кассеты предназначены для однократного использования. Сменные кассеты совместимы только к эндоскопическому сшивающе-режущему аппарату. Устройство сменной кассеты включает в себя: предохранитель желтого цвета, предотвращающий внезапное прошивание, указатель установки, бранши, упор для ткани, конец линии скоб, конец линии реза, метки шагов, нижняя кнопка зажима. Срок годности продукции – 5 лет Габаритные размеры (мм) - длина 216 мм, ширина - 12.6 мм. Высота титановых скоб - 3,0 мм - 3,5 мм - 4,0 мм. Количество скоб в сменной кассете - 22. Ширина верхней части скоб - 3,5 мм. Ширина нижней части скоб - 2,9 мм. Требования к сжатию тканей (мм) - 1.5 - 2.25 мм. Длина линии прошивания - 45 мм. Длина линии разреза - 42 мм Данный вид сменной кассеты серии применима в таких случаях, как Клиновидная резекция, Закрытие долевого бронха (лобэктомия), Толстая кишка (колостома, колэктомия и правосторонняя, левосторонняя гемиколэктомия), GBP (резекция желудка), Резекция поджелудочной железы, Рукавная гастрэктомия, Сигмовидная кишка, Легочная паренхима.	штука	5	55 000	275 000
----	--	--	-------	---	--------	---------

19	Сменные кассеты (фиолетовые) для эндоскопического степлера	Сменные кассеты для Режущего/сшивающего аппарата для выполнения продольных разрезов/швов при внутриполостных операциях с технологией ЗРН, может применяться в брюшной, метаболической, гинекологической, детской и торакальной хирургии для резекции, рассечения и создания анастомоза. Представляет собой артикуляционные кассеты со скобами переменного размера, прошивающие ткань в шахматном порядке. Кассеты могут применяться для широкого диапазона толщины ткани, предназначен для сосудов и тонкой ткани, нормальной ткани и средне-толстой ткани, толстой ткани и экстра-толстой ткани. Данная сменная кассета имеет длину скоб 3,0 мм - 3,5 мм - 4,0 мм, используется и вводится через троакар с диаметром 12мм. Сменная кассета поставляется в стерилизованном состоянии, в количестве одной штуки в специальной упаковке. В комплект входит брошюра с ознакомительной информацией и стерилизованная сменная кассета в разомкнутом положении. Сменные кассеты предназначены для однократного использования. Сменные кассеты совместимы только к эндоскопическому сшивающе-режущему аппарату. Устройство сменной кассеты включает в себя: предохранитель желтого цвета, предотвращающий внезапное прошивание, указатель установки, бранши, упор для ткани, конец линии скоб, конец линии реза, метки шагов, нижняя кнопка зажима. Срок годности продукции – 5 лет Габаритные размеры (мм) - длина 232 мм, диаметр - 12.6 мм. Высота титановых скоб - 3,0 мм - 3,5 мм - 4,0 мм. Количество скоб в сменной кассете - 30. Ширина верхней части скоб - 3,5 мм. Ширина нижней части скоб - 2,9 мм. Требования к сжатию тканей (мм) - 1.5 - 2.25 мм. Длина линии прошивания - 60 мм. Длина линии разреза - 57 мм. Данный вид сменной кассеты применима в таких случаях, как Клиновидная резекция, Закрытие долевого бронха (лобэктомия), Толстая кишка (колостома, колэктомия и правосторонняя, левосторонняя гемиколэктомия), GBP (резекция желудка), Резекция поджелудочной железы, Рукавная гастрэктомия, Сигмовидная кишка, Легочная паренхима.	штука	5	55 000	275 000
20	Биполярные щипцы	Зажим - рабочая вставка для захвата и диссекции, бранши тип «Maryland», изогнутые, биполярной, диаметр 5,5 мм, рабочая длина 320 мм. Длина браншей 23 мм	штука	2	1 605 000	3 210 000
21	Биполярные щипцы	Зажим - рабочая вставка для захвата, бранши с перфорацией, биполярной, диаметр 5,5 мм, рабочая длина 320 мм. Длина браншей 23 мм.	штука	2	1 700 000	3 400 000
22	Биполярные щипцы	Зажим - рабочая вставка для захвата и диссекции, бранши окончатые, с поперечными насечками, биполярной, диаметр 5,5 мм, рабочая длина 320 мм. Длина браншей 21 мм	штука	2	1 700 000	3 400 000

23	Материал хирургический гемостатический рассасывающийся 5 x 7.5см	Стерильное абсорбируемое гемостатическое средство в виде гемостатической марли изготовлено путем окисления восстановленной целлюлозы. Материал белый со слабым запахом карамели. Продукт может ушиваться без повреждения структуры. Продукты могут урезаться при использовании в эндоскопических процедурах. Прекрасно воспринимается организмом полностью рассасывается. Спецификация сырого материала: 1. Материал: Восстановленная целлюлоза 2. Цвет: Слегка белый, яркий В. Спецификация готового продукта: 1. Материал: Окисленная восстановленная целлюлоза 2. Цвет: Бледно – желтый 3. Содержание карбоксила в %: 18,2 4. Время гемостаза 2 – 3 минуты 5. Абсорбирование Invitro: 7 – 14 дня 6. PH уровень: В организме 2,2 от 1 до 24 часов	штука	120	14 000	1 680 000
24	Катетер для торакального дренажа с троакар	Состав материала: Восстановленная целлюлоза.	штука	5	10 800	54 000
25	Катетер для торакального дренажа с троакар	Стерилизация: Гамма стерилизация.	штука	10	10 800	108 000
26	Трубка для ирригации и отсоса 5 мм, длина 43 см.	Механизм действия: Остановка кровотечения за счет низкого PH.	штука	6	270 000	1 620 000
27	Уплотняющие колпачки	Колпачок уплотняющий, цветовой код: черный, используется с троакарами размера 6 мм и экстракторами/ переходниками вместе с инструментами размера 5 мм, автоклавируемый, 5 шт/упак.	штука	10	10 000	100 000
28	Уплотняющие колпачки	Колпачок уплотняющий, цветовой код: зеленый, используется с троакарами размера 11 мм и экстракторами/ переходниками вместе с инструментами размера 10 мм, автоклавируемый, 5 шт/упак.	штука	10	16 000	160 000
29	Щипцы	Щипцы, по PEREZ-CASTRO, с большими браншами для "каменной дорожки", с 2-мя подвижными браншами, 4 Шр., жесткие, длина 60 см, цветовой код: синий	штука	1	505 000	505 000
30	Щипцы	Щипцы, захватывающие для фрагментов камней, с 2-мя подвижными браншами, размер 4 Шр., жесткие, длина 60 см, цветовой код: синий	штука	2	505 000	1 010 000
31	Клипсы	Клипсы титановые лигирующие лапароскопические размер 5 мм нестерильные.	штука	1500	1 000	1 500 000
32	Клипсы	Клипсы титановые лигирующие лапароскопические размер 8 мм нестерильные.	штука	1500	1 000	1 500 000

33	Инструмент для наложения клипс (клипсодержатель, 5 и 8 мм)	Инструмент для наложения клипс, предназначен для наложения титановых клипс стандарта STORZ размером 5 и 8 мм в ходе проведения эндохирургических операций. Диаметр рабочей части не более 10 мм. Длина рабочей части не менее 310 мм. Поворот рабочей части не менее 360 град. Бранши прямые. Инструмент оснащен компенсатором усилия, полностью разбирается для стерилизации.	штука	2	480 000	960 000
34	Муравьиная кислота	Кислота 85% в емкостях по 25 кг	Килограмм	50	2 100	105 000
35	Инструмент лапароскопический, 5 мм-37 см	Инструмент лапароскопический 5 мм – 37 см. Лигирование/рассечение, диаметр 5 мм, длина 37 см, поворот штока на 350 градусов, изогнутые 20 мм бранши для улучшенной визуализации, текстурированные бранши с керамическими ограничителями, ручное или педальное управление.	штука	1	335 000	335 000
36	Инструмент лапароскопический тупоконечный, диаметр 5 мм, длина 37 см	Инструмент лапароскопический тупоконечный, диаметр 5 мм, длина 37 см. Лигирование/рассечение, диаметр 5 мм, длина 37 см, поворот штока на 180 градусов, закругленные бранши, двойное действие благодаря контурированной форме концов, текстурированные бранши с керамическими ограничителями, ручное или педальное управление.	штука	1	320 000	320 000
37	Трубка силиконовая №3. Т-образная (Трубки дренажные КЕРА)	Дренаж хирургический силиконовый: рентгеноконтрастная полоска, - размер 9 (СН); ID-OD (3 (мм)); длиной (см) 50; горизонтальная часть длиной 15 см	штука	10	11 500	115 000
38	Трубка силиконовая №4. Т-образная (Трубки дренажные КЕРА)	Дренаж хирургический силиконовый: рентгеноконтрастная полоска, - размер 12 (СН); ID-OD (4 (мм)); длиной (см) 50; горизонтальная часть длиной 15 см	штука	10	11 500	115 000
39	Трубка силиконовая №5. Т-образная (Трубки дренажные КЕРА)	Дренаж хирургический силиконовый: рентгеноконтрастная полоска, - размер 15 (СН); ID-OD (5 (мм)); длиной (см) 50; горизонтальная часть длиной 15 см	штука	10	11 500	115 000
40	Трубка силиконовая №7. Т-образная (Трубки дренажные КЕРА)	Дренаж хирургический силиконовый: рентгеноконтрастная полоска, - размер 21 (СН); ID-OD (7 (мм)); длиной (см) 50; горизонтальная часть длиной 15 см	штука	3	11 500	34 500
41	Оптоволоконный световод	Световод, волоконнооптический, с прямым соединением со стороны источника света совместимый с источником света Karl Storz, особо термостойкий, диаметр 4.8 мм., длина 250 см	штука	3	497 250	1 491 750
42	Оптика, 30°, 10 мм	Оптика жесткая со стеклянными линзами, 30°, крупноформатная, диаметр 10 мм, длина 31 см, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом. Цветовой код: красный. Совместимый с видеосистемой Karl Storz. Совместимы с источником света Karl Storz	штука	1	3 539 000	3 539 000

43	Набор состоит из трахеостомической трубки с манжетой и фиксатора, №7,5	Трахеостомическая трубка с манжетой для взрослых пациентов. Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом.Срок годности: 5 лет.	штука	25	6 600	165 000
44	Набор состоит из трахеостомической трубки с манжетой и фиксатора, №8	Трахеостомическая трубка с манжетой для взрослых пациентов. Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом.Срок годности: 5 лет.	штука	20	6 600	132 000
45	Набор состоит из трахеостомической трубки с манжетой и фиксатора, №8,5	Трахеостомическая трубка с манжетой для взрослых пациентов. Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом.Срок годности: 5 лет.	штука	15	6 600	99 000
46	Набор состоит из трахеостомической трубки с манжетой и фиксатора, №9	Трахеостомическая трубка с манжетой для взрослых пациентов. Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом.Срок годности: 5 лет.	штука	5	6 600	33 000

47	Петля режущая, биполярная	Петля, биполярная, 24 Шр., для использования с оптикой HOPKINS® 27005FA/BA, цветовой код желтый. Диаметр проволоки активного электрода 0,35 мм. Возвратный электрод выполнен из проволоки диаметром 0,6 мм, расположен над активным электродом, имеет U-образную форму и антибликовое покрытие. Фасовка бшт/упаковка. Многоразового использования.	упаковка	1	657 673	657 673
48	Троакар диам. 11 мм	Троакар, диаметр 11 мм, цветовой код: зеленый. Состоит из: стилет троакара пирамидальный, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см, многофункциональный клапан, диаметр 11 мм	комплект	10	347 480	3 474 800
49	Троакар диам. 6 мм	Троакар, диаметр 6 мм. Состоит из: стилет троакара, пирамидальный, канюля троакара, без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10,5 см, мультифункциональный клапан	комплект	6	314 953	1 889 718
50	Щипцы, размер 5мм, 36 см	Щипцы, Click Line разборные по KELLY для диссекции и захвата, поворотные, разборные, с соединением для монополярной коагуляции, с соединением LUER для чистки, обе бранши подвижны, удлиненные, диаметр 5 мм, длина 36 см, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без кремальеры, внешний тубус, изолированный, рабочая вставка-щипцы	комплект	1	514 080	514 080
51	Щипцы, размер 5мм, 36 см	Щипцы, Click Line разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы	комплект	1	541 847	541 847
52	Щипцы, размер 5мм, 36 см	Щипцы, Click Line разборные для препарирования и захватывания по REDDICK-OLSEN, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, усиленные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы	комплект	1	541 847	541 847
53	Ножницы, размер 5мм, 36 см	Ножницы, CLICKLINE по METZENBAUM, ротационные, разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, с замком LUER для чистки, две бранши активны, изогнутые лезвия, длина лезвий 15 мм, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: пластиковая рукоятка, изолированная, без кремальеры, металлический, внешний тубус, изолированный, вставка-ножницы, для использования с троакарами, диаметром 6 мм.	комплект	1	542 640	542 640

Срок поставки - В течении 2025 года, равными долями, ежемесячно, в течение 15 календарных дней после заявки Заказчика.
Адрес поставки – г.Астана, ул.А.Молдагуловой, 26, склад аптеки.

Директор



Данбаева Ж.С.

Ценовое предложение потенциального поставщика

(наименование потенциального поставщика)

на поставку лекарственного средства и (или) медицинского изделия
№ заказа _____ Способ заказа _____ Лот № _____

№ п/п	Содержание ценового предложения на поставку лекарственного средства/медицинского изделия	Содержание (для заполнения потенциальным поставщиком)
1	Наименование лекарственного средства или медицинского изделия (международное непатентованное название или состав)	
2	Характеристика	
3	Единица измерения	
4	№ Регистрационного удостоверения (удостоверений)/разрешения на разовый ввоз	
5	Торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия	
6	Лекарственная форма/характеристика (форма выпуска) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
7	Единица измерения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
8	Производитель, по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
9	Страна происхождения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
10	Фасовка (количество единиц измерения в упаковке) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
11	Цена за единицу в тенге на условиях DDR ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки/цена с наценкой Единого дистрибьютора (при заказе Единым дистрибьютором)	*
12	Количество в единицах измерения (объем)	
13	Сумма поставки в тенге на условиях DDR ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы	
14	График поставки	

* цена потенциального поставщика/цена с учетом наценки Единого дистрибьютора

Дата " _____ " _____ г.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) _____

Подпись _____

Печать (при наличии)