

Протокол № 3
об итогах закупок медицинских изделий для офтальмологии
способом из одного источника

г. Астана

10 часов 30 минут
«05» января 2025 года

Организатор закупок ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Астана, находящееся по адресу: г. Астана, ул. А. Молдагуловой, 28 провел закупки в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с требованиями главы 4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг (далее – Правила), утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее – Правила).

Обоснование применения осуществления закупа способом из одного источника - необходимость исполнения требований подпункта 3, пункта 83, Главы 4 Правил.

1. Наименование, краткое описание лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг:
2. *Указано в приложении № 1 к протоколу (Прилагается).*
3. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, которые предоставили документы на приглашение из одного источника:

№	Наименование потенциального поставщика	Адрес	Дата регистрации потенциального поставщика
1	ТОО "Формат НС"	г.Астана, пр.Сарыарка 31/2, ВП-24	30.12.2024 – 14:20

4. Комиссия по результатам оценки и сопоставления путем открытого голосования **РЕШИЛА:**
 - 1) Признать ценовые предложения ТОО "Формат НС" соответствующие требованиям, установленным пунктами 8 и 9, 11 настоящих Правил;
 - 2) Признать выигравшим ценовое предложение по лоту № 1-3 - потенциального поставщика ТОО "Формат НС", г.Астана, пр.Сарыарка 31/2, ВП-24, на общую сумму – 30 420 000 тенге 00 тиын (Тридцать миллионов четыреста двадцать тысяч тенге ноль тиын);
 - 3) Заказчику – закупке ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Астана, находящееся по адресу: г. Астана, ул. А. Молдагуловой, 28 - заключить договора в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов способом из одного источника, направить потенциальным поставщикам подписанные договора о закупе, составляемые по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения, согласно Правил.

Председатель:

Ксанова Жанар Мухтарбековна

Заместитель директора по клинической службе;

Члены комиссии:

Куанышбаева Алия Муратовна

Руководитель сестринской службы;

Жорабаева Инкар Муратовна

Юрист

Секретарь

Абдушев Даулетбек Серикович

Менеджер по государственным закупкам

№ п/п	Наименование товара	Техническое описание	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	ТОО "Формин-НС"
1	Ножи офтальмологические стерильные, однократного применения	Ножи офтальмологические-керамом Нож, изогнутый для тонкостенной разреза 2,5 мм. Форма и структура 1. Данное изделие представляет собой стерильный нож с рукояткой. Этот тип ножа сложен внутри футляра из высокопрочной термопластичной смолы 2. Основной материал А. Рукоятка: Полибутилентерфталат (PBT) Поликарбонат (только для ножа с ограниченным лезвием) В. Лезвие: Нержавеющая сталь (содержащая никель и хром) Ограничители: изготовлены из уникальной, аустенитной нержавеющей стали, хромоникелевая - номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали. Лезвие: Нержавеющая сталь, методом прессования, что делает лезвие ковей прочным, острыми, и устойчивыми к разлому. Преимуществом в производстве однократных ножей является метод «отройной заточки» лезвия, который гарантирует более тонкий разрез, благодаря чему происходит четкое сопоставление краёв раны и обеспечивается достаточная герметизация и заживление. Этот процесс производства запатентован! Покрытие: Силконов (кроме роговичного склерального ножа и ножа с ограниченным лезвием) Рукоятка: Высокопрочная термопластичная смола Покрытие: Силконов (кроме роговичного склерального ножа) Технические характеристики Твердость по Виккерсу составляет 500HV или более для лезвий из нержавеющей стали. Область применения: Нока офтальмологические применяются в офтальмологии, в глазной хирургии. Используются для надреза и внедрения в глазное яблоко. Позволяют производить рассечение и расслаивание тканей; для экстракапсулярной экстракции катаракты. В упаковке 6 штук.	упаковка	20	61 000,00	1 220 000,00	61 000,00
2	Линзы интраокулярная асферическая с улучшенной оптикой с картриджем, размер линз от 0-30	Состав и описание изделия: Линза интраокулярная асферическая с улучшенной оптикой линзами с ультрафиолетовым фильтром. Тип: Складывающаяся задняя камера; Диаметр оптической части, мм: 6,2 мм от +0,00 дпк до +15,00 дпк, 6,0 мм от +15,00 дпк до +22,00 дпк, 5,6 мм от +22,50 дпк до +30,00 дпк; Материал оптической части: 26% гидрофильный акриловый материал; Конструкция акриловой части: Моноблок, однокомпонентная, средняя астигматизация 0°; Толщина линзы, мм: 0,30; Угол преломления линзы, градус: 0; Оптическая сила, диоптр: 0,0 - 30,0; От 0,0 до 9,0 в шагах 1,0 Д; От 10,0 до 30,0 в шагах 0,5 Д; Иммерсионное А-сканирование или ИОЛ Master A-Константа SRKT: 118,5 ACD: 5,26 Хирургический фактор: 1,51 Константа Haigis: 40,083 / at 0,305 / at 0,191 Аппликационное А-сканирование А-Константа: 118,0 ACD: 4,96 Хирургический фактор: 1,22 Рефракционный индекс/ACD: 1,438/4,96 мм; Тип упаковки: Стеклопакет флакон. Асферическая линза с усовершенствованной оптикой устраняет сферические aberrации и улучшает контрастную чувствительность. Линза изготовлена из гидрофильного акрила, который делает её назального устойчивее к козможным повреждениям во время процедуры на YAG-лазере. Гидрофильный акрил более биосовместим при имплантации. Особенности устройства линзы: 4 опроса, используется для заграждения и имеет более низкие степени зидофокальности благодаря низкой степени заграждения на ранней стадии и бактериальной плотности. Состав и описание изделия: Инструмент хирургический подшивания ИОЛ В комплекте с Инструментом хирургическим офтальмологическим для имплантации интраокулярных линз (картридж). Состав и описание изделия: Инструмент хирургический офтальмологический для имплантации интраокулярных линз Single Use Insertion Device Insertion Device должны использоваться с асферическими ИОЛ диоптричностью от -0,00 до +30,0 диоптрий производства Bausch & Lomb Material: Медицинского назначения, 30 мл, литой катаный материал из сополимера полиметилена и терефталата, снаружи (литая сторона) материала покрыт силиконовой эмульсией (1,5% - 3,5%), Диаметр 7,440" +/- 0,030" Ширина 3,563" +/- 0,030" Глубина: 1,562" +/- 0,030" Ширина риска: 0,5" +/- 0,031" Минимальная толщина стенки = 0,004" (как минимум, измерять на площадях, указанных на чертежах или любых другие площади, толщина которых наименьшая). Инструмент хирургический офтальмологический для имплантации интраокулярных линз Akreos Single Use Insertion Device состоит из корпуса в форме шприца и наконечника с поршнем и выдавочной секцией. Инструмент хирургический офтальмологический для имплантации интраокулярных линз Akreos Single Use Insertion Device имеет выдающую секцию для имплантируемой линзы конкретной модели. Имплантируемая линза из выдавочной секции подается в наконечник корпуса с помощью поршня. Усилие на поршень от 25Н до 60Н. Изделие стерильное, однократного использования. Не подлежит повторной стерилизации.	комплект	400	56 400,00	22 560 000,00	56 400,00
3	Фармакологически неактивная, прозрачная жидкость с высокой вязкостью и эластичностью	Фармакологически неактивная, прозрачная жидкость с высокой вязкостью и эластичностью, обладающая дисперсией/когезионными свойствами на основе глицероата натрия, 1,6% глицероата натрия, в одном шприце. • Высокая вязкость и высокая молекулярная вес • Является когезионным (обладает сильными молекулярными сцеплениями) • Имеет тенденцию держаться внутри глаза единым блоком • Хорошо поддерживает глубину передней камеры в силу большого внутреннего сцепления вещества и высокой уругости • Велкокопная защита клеток эндотелия • Надежное удержание передней камеры глаза при выполнении фактоммулсификации • Легкое и быстрое выведение при иригации и аспирации • Непревзойденная прозрачность Осмотическое давление 340 мОсм Рефракционный индекс 1,334 Один миллилитр раствора содержит 16 мг глицероата натрия, 9 мг хлорида натрия, деионизированная вода. Объем 0,8 мл. Поставляется в стерильном стеклянном шприце объемом 5 мл с канюлей 27G. Характеристики: Концентрация NaHa 1,6%, Чистота и прозрачность • Превосходное поддержание промежуточного пространства Средняя молекулярная масса 1,6 млн. диаметр • Превосходная защита клеток в процессе фактоммулсификации • Длительное удержание камеры • Легкость при использовании микроинструментов • Эффективное удаление в конце процедуры Вязкость 55700±5200 мПа.с • Контроль интраокулярного давления для глубины камеры и стабильности капсулы • Контроль над процессом проведения капсулорексиса Буферизованный 6,8-7,6 pH • Соответствие pH внутриглазной жидкости, что способствует сохранности эндотелиальных клеток • Прозрачность роговицы на первые сутки после операции Осмотическое давление 340 мОсм Коэффициент преломления 1,334 ХРАНЕНИЕ: от -2°C до +8°C, избегать высокого нагрева, беречь от света и мороза. Основные характеристики и преимущества Когезионные и дисперсионные характеристики в одном шприце "Тлюс" когезионной универсальности, обеспечивающей длительное удержание камеры плюс эффективное удаление в конце случая Гибкость, которая позволяет вам делать то, что вы хотите делать на протяжении всей процедуры, без необходимости второй прозрачной жидкости Капсулорексис • Поддерживает глазное пространство, обеспечивает долговременную способность сохранения объема и прозрачности камеры • Облегчает процесс проведения последовательного контролируемого капсулорексиса с использованием иглы или пинцета, вводимых в микроразрез фактоммулсификации • Создает защитный слой для сохранения тканей глаза • Обеспечивает легкость маневренности микроинструментов Интраокулярные линзы • Облегчают контроль над процессом введения, разворачивания и занятия стабильного положения в камере линз Akreos®. MICS Удаление • Обеспечивает эффективность и полное удаление в конце процедуры, предотвращает подъем внутриглазного давления • Обеспечивает прозрачность роговицы на первые сутки после операции Часто используются также в осложненных случаях и в детской хирургии. Поставляется в одноразовом стеклянном шприце 5,0 мл, емкостью 0,8 мл с канюлями калибра 27G.	Шпука	160	41 500,00	6 640 000,00	41 500,00

Условия платежа - за фактически поставленный товар в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки товара согласно счет-фактуре и расходной накладной.
Условия и срок поставки товара - В течении 2025 года, равными долями, ежемесячно, в течении 15 календарных дней после заявки Заказчика
Место поставки - г. Астана, ул. Элия Момдагулова 26, склад аптеки

Председатель:

Ксанов Жанар Мухтарбековна

Члены комиссии:

Куаншбеба Алия Муратовна

Жорабаева Инкар Муратовна

Секретарь

Абдушев Даулетбек Серикович


Заместитель директора по клинической службе


Руководитель сестринской службы;


Юрист


Менеджер по государственным закупкам